

WATERJEL®


ウォータージェル

熱傷応急手当材

Leading The World In Emergency Burn Care

熱傷救急ケアにおいて世界をリード



 アコードインターナショナル株式会社

ウォータージェル


ウォータージェル - 熱傷応急手当材は、熱傷の応急処置用として開発されました。ウォータージェルは、熱傷内部の熱を低下させるようにデザインされた水ベース (96%) の可溶性ジェル創面被覆材です。熱傷を冷却することで痛みを和らげ、熱傷部の乾燥と、外部からの感染を防御するようになっています。ティーツリーオイルなど制菌成分を含む脱イオン化純水で構成されていて、目にも粘膜にも無害、体内に摂取されても無害です。ジェルは水で簡単に除去できます。

特徴と利点


1. 熱傷の熱を取除き、進行を止める
2. 痛みを和らげる
3. 感染を防ぐ
4. 乾燥を防ぐ
5. 低体温症を起こさない



熱を取除く



深部体温の比較 15°Cの水とファイヤーブランケットで 両下肢をそれぞれ冷却



ウォータージェルは体温以下に過冷却しませんので
深部体温が下がりにません
低体温症の要因になりません

皮膚の曲面でもぴったりフィットするので熱を取除くことが可能です



WJD0206 5x15 (cm)



熱傷面積 1%程度、手のひらの大きさくらい
手首周り・指の間・内腕、足の甲など
ジェル状、パウチパック、有効期間 5 年間
*TBSA—大人 1%、子供 2%

重 さ：45g
パウチ：10.8x14cm

WJD0404 10x10 (cm)



熱傷面積 1%程度、正方形
手の甲など
ジェル状、パウチパック、有効期間 5 年間
*TBSA—大人 1%、子供 2%

重 さ：68g
パウチ：10.8x16.5cm

WJD0416 10x40 (cm)



熱傷面積 2%程度
前腕内側・外側・脚の一部など
ジェル状、パウチパック、有効期間 5 年間
*TBSA—大人 2%、子供 8%

重 さ：118g
パウチ：13.6x16.5cm

WJD0818 20x45 (cm)



熱傷面積 5%程度、最も大きい
大腿・肩・背中・下腿回り・胸部周辺をカバーするのに十分な大きさ
ジェル状、パウチパック、有効期間 5 年間
*TBSA—大人 5%、子供 20%

重 さ：340g
パウチ：27.4x16.5cm

WJD0820 20x55 (cm) ハンド



熱傷面積 3%程度、手の熱傷用
指の癒着を防止するため 1 本ずつ包むことが出来る
包帯の処置がやり易いよう滅菌シート付
ジェル状、パウチパック、有効期間 5 年間
*TBSA—大人 3%、子供 5%

重 さ：430g
パウチ：27.4x16.5cm



WJD1216 30x40 (cm) フェイスマスク



熱傷面積 7%程度、顔の熱傷用
顔全体・耳・首・頭の一部を保護
鼻・口・目の部分開放 目の部分蓋付き
ジェル状、パウチパック、有効期間 5 年間
*TBSA—大人 7%、子供 16%

重 さ：430g
パウチ：27.4x16.5cm



*TBSA(Total Body Surface Area) 体表総面積のカバー率をパッケージに表示

ファイアーブランケット

一般医療機器：13B3X00138000029

ファイアーブランケットは、緊急時、大きな面積の熱傷の被覆材として使用します。ファイアーブランケットが負傷者を覆うと、ジェルを含んだブランケットが皮膚の熱を取除き、熱傷の進行を止めます。さらに、痛みを和らげ、外部からの感染を防御します。使用するための特別なトレーニングを必要としません。また、負傷者に炎が残っていた場合には消火し、小規模の火災も消火します。ファイアーブランケットは、100%ウーステッドウールをベースとし、自重の13倍以上のウォータージェルを吸収しています。

WJB3630 76x91 (cm) ケース入り



重さ：2.55kg
ケース：径 18.5x 高 14.5cm



WJB3630P 76x91 (cm) パウチ入り



重さ：1.78kg
パウチ：35.5x26.0cm

WJB7260 152x183 (cm) ケース入り
WJB9672 183x244 (cm) ケース入り (特注)



重さ：8.3kg
ケース：径 18.5x 高 43.0cm
重さ：11.8kg
ケース：径 18.5x 高 65.0cm



WJB7260P 152x183 (cm) パウチ入り



重さ：5.8kg
パウチ：49.0x37.5cm

ウォータージェル 組合せ例



- 救急車用
- 消防車用
- ファーストエイド
- 工場汎用
- 飲食業向け
- 家庭・こども

ウォータージェル

軽いやけどで使用
ウォータージェルの働きによりやけどの熱を吸収し、やけどの進行を止め、痛みを和らげます。

WJP0120 ウォータージェルボトル 120ml

一般医療機器：13B3X00138000030



WJP0340 ウォータージェルパック 4g x 3 包


一般医療機器：13B3X00138000031



製造販売



販売取扱：



蒸発による冷却ではない

WATERJEL®
TECHNOLOGIES - INTERNATIONAL

ウォータージェルテクノロジー社 (米国・ニュージャージー州)
総輸入発売：
アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005
TEL 03-3299-6751 FAX 03-3299-6752
e-mail: Accord@accord-intl.com http://www.Accord-INTL.com
本商品は予告なく仕様を変更させていただくことがあります。