

NEW

SAM<sup>®</sup>  
MEDICAL

ターニケット XT700



四肢用ターニケット 適正張力でストラップをロック、ロッドによる最小の締め付けで止血

ロッドに耐衝撃性と耐熱性に優れたハイインパクトポリマーを使用  
従来品の基本性能と機能はそのままに、軽量化と低価格化を実現

CLICK クリック  
TWIST 回す  
SECURE 確実に止血



SAMXT-C700  
オレンジ 救急用



ターニケット失敗の主な原因は、“緩み”です。  
SAM ターニケット XT の TRUFORCE<sup>™</sup>バックルは、適正張力に達するとバックル内のロックピンが作動し、ストラップを固定します。止血を確認するまでロッドを回し、ロッドクリップで固定します。



SAMXT-B700  
ブルー 練習用



SAMXT-M700  
ブラック 軍用



ポリマーロッド

軽量の  
ポリマー製ロッド



TRUFORCEバックル

適正張力に達すると  
ロックピンが飛び出し  
ストラップを固定



TRUFLEX プレート

プラスチック製の柔軟な  
プレートは、四肢に効果的な  
圧力を加える



TIMEバンド

止血開始時間を  
記録

| 製品名   | SAM ターニケット XT700                     |                   |                  |
|-------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 製品番号  | SAMXT-C700 (オレンジ)                    | SAMXT-M700 (ブラック) | SAMXT-B700 (ブルー) |
| サイズ   | L900 x W38mm                         |                   |                  |
| パッケージ | L165 x W60 x D38mm                   |                   |                  |
| 重さ    | 約 100g                               |                   |                  |
| 適用範囲  | 139 - 889mm                          |                   |                  |
| 原材料   | ストラップ：ナイロン、バックル・プレート：プラスチック、ロッド：ポリマー |                   |                  |

製造販売届出番号：13B3X00138000085

使用方法・動画 .....  
 YouTube  
 SAM ターニケット XT 上肢 / 下肢



耐久性は米国防総省の調達基準 MIL-STD810G 規格を満たす



SAM ターニケット XT アルミ製ロッド



SAMXT-C  
オレンジ 救急用



SAMXT-M  
ブラック 軍用



SAMXT-B  
ブルー 練習用

製造業者  
**SAM**  
MEDICAL  
サムメディカルプロダクツ社  
(米国・オレゴン州)

製造販売業者  
**ACCORD**  
INTERNATIONAL INC.  
アコードインターナショナル株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F  
TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736  
www.accord-intl.com  
製造販売業許可番号:13B3X00138