

NAR チェストシール

開放性気胸のための閉塞救急絆創膏

NAR チェストシールは、胸部の穿通創の処置のために開発された、創傷を完全に閉塞する救急絆創膏である



刃物や銃弾などによる胸部への穿通創 (penetrating wound) は、開放性気胸 (Open Pneumothorax) になる。胸腔に外気の流入がなければ、緊張性気胸 (Tension Pneumothorax) になることがない。したがって、胸壁開放創 (Open Chest Wound) の初期治療はできるだけ早く創傷部をチェストシール (Chest Seal) により閉塞し、いったん閉鎖性気胸とし、この状態を維持しながら呼吸障害の有無を注意深く観察することが重要だ。



アコードインターナショナル株式会社

NAR チェストシール



NAR チェストシール

特徴

- 大判、外傷閉塞シール
- 高度な接着技術が、優れたシールを作った
- シールが透明なため、外傷を負った胸部をカバーし易い
- 見やすいレッドチップで、剥がす・貼るがワンステップでできる

サイズ：15x15x0.2cm
素材：表 ポリエチレン
裏 粘着テープ、アクリル系粘着剤
パウチパックサイズ：11.8x19x0.2cm、40g
附属品：メッシュ不織布（レーヨン）1枚

¥5,500
(税別)

NAR1015

一般医療機器

製造届出番号：13B3X00138000039

単回使用



NAR チェストシール ベント付

特徴

- 大判、外傷閉塞シール
- 高度な接着技術が、優れたシールを作った
- シールが透明なため、外傷を負った胸部をカバーし易い
- 見やすいレッドチップで、剥がす・貼るがワンステップでできる
- 胸腔内の呼気の脱気が可能なベント付き

サイズ：15x15x0.2cm
素材：表 ポリエチレンネット
裏 粘着テープ、アクリル系粘着剤
パウチパックサイズ：11.8x19x0.2cm、35g
附属品：メッシュ不織布（レーヨン）1枚

¥6,800
(税別)

NAR1029

一般医療機器

製造届出番号：13B3X00138000040

単回使用



NAR チェストシール ベント付 2枚組

特徴

- 大判、外傷閉塞シール
- 高度な接着技術が、優れたシールを作った
- シールが透明なため、外傷を負った胸部をカバーし易い
- 見やすいレッドチップで、剥がす・貼るがワンステップでできる
- 胸腔内の呼気の脱気が可能なベント付き

サイズ：15x15x0.2cm
素材：表 ポリエチレンネット
裏 粘着テープ、アクリル系粘着剤
パウチパックサイズ：22.8x19x0.2cm、70.8g
附属品：メッシュ不織布（レーヨン）1枚

¥9,200
(税別)

NAR1037

一般医療機器

製造届出番号：13B3X00138000049

単回使用



NAR チェストシール コンボ

特徴

- 大判、外傷閉塞シール
- 高度な接着技術が、優れたシールを作った
- シールが透明なため、外傷を負った胸部をカバーし易い
- 見やすいレッドチップで、剥がす・貼るがワンステップでできる
- ベント付きシールと閉塞シールの組合せ

サイズ：15x15x0.2cm
素材：表 ポリエチレンネット
裏 粘着テープ、アクリル系粘着剤
パウチパックサイズ：22.8x12.7x0.5cm、81g
附属品：メッシュ不織布（レーヨン）1枚

¥8,800
(税別)

NAR1045

一般医療機器

製造届出番号：13B3X00138000071

申請中 単回使用

開発製造：



NORTH AMERICAN RESCUE®

ノースアメリカンレスキュー社(米国・サウスカロライナ州)



総輸入販売：アコードインターナショナル株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005
TEL 03-3299-6751 FAX 03-3299-6752
www.accord-intl.com